



## Préconisations de recueil pour les analyses urinaires

| ANALYSES DEMANDEES :                                                                                                                          | Flacon AVEC poudre borate<br>(Conservateur) :                                                                   | Flacons SEC sans borate :                                                          | Flacon de<br>Cytologie<br>Urinaire<br>pour<br>ANAPATH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                              | <br><b>Uniquement<br/>ECBU</b> |  |                                                       |
| ECBU                                                                                                                                          | ✓ Se conserve <b>48H MAX</b> à T°C ambiante (15-25°C)                                                           | ✓ Toléré, se conserve <b>12H MAX</b> au réfrigérateur (2-8°C)                      | ✗                                                     |
| Protéinurie/Glycosurie<br>Sur échantillon                                                                                                     | ✗                                                                                                               | ✓ Se conserve <b>24H MAX</b> à T°C ambiante (15-25°C)                              | ✗                                                     |
| Microalbumine/Créatinine<br>Urinaire<br>Sur échantillon                                                                                       | ✓ Toléré, Se conserve <b>24H MAX</b> à T°C ambiante (15-25°C)                                                   | ✓ Se conserve <b>8H MAX</b> au réfrigérateur (2-8°C)                               | ✗                                                     |
| <i>Chlamydia trachomatis</i><br><i>Neisseria gonorrhoeae</i><br>et <i>Mycoplasma genitalium</i><br>(À faire sur 1 <sup>er</sup> jet urinaire) | ✗                                                                                                               | ✓ Se conserve : <b>-48H</b> à température ambiante (15-25°C)                       | ✗                                                     |
| Cytologie urinaire<br>(Anatomopathologie)                                                                                                     | ✗                                                                                                               | ✗                                                                                  | ✓ MAXIMUM 4 jours entre 15 et 30°C                    |



- **Rappel pour ECBU** : utiliser la lingette désinfectante pour une toilette locale avant recueil, éliminer le premier jet dans les toilettes et uriner dans le flacon. **Ne pas enlever la poudre du flacon !**



**Analyses sur urines de 24 heures :**  
Ionogramme/créatinine/cortisol  
libre/acide urique/métanéphrines

Se conserve 24h MAX au réfrigérateur 2-8°C



**HLM (Hématies Leucocytes Minute) =  
Compte d'Addis :**

Flacon spécial distribué au laboratoire  
(bidon 24h par défaut)

Transmettre rapidement le flacon au laboratoire (délai maximum : 2 heures)



**ECBU bébé** : donner poche collectrice pédiatrique + flacon stérile type coproculture pour déposer la poche dedans (ne jamais transvaser l'urine !)

Eviter une pose trop longue > 1 heure puis amener la poche dans les 2H au laboratoire, sinon conservation à 2-8°C MAX 12 heures

**Recueil obligatoire AU LABORATOIRE pour :**



Recherche de **stupéfiants** dans les urines

Dosage de **Cotinine urinaire** (métabolite de la nicotine)